

REF WF15P0001

VERWENDUNGSZWECK

PA-Immunochromogenes Reagenz ist ein biotinfreies, polymere Horseradish-Peroxidase(HRP)-Linker-Antikörper-Konjugatsystem. Das PA-Immunochromogene Reagenz ist gebrauchsfertig. Dieses Kit dient zum Nachweis von Primärantikörpern von Mäusen und Kaninchen. Es wird zur Färbung von mit Formalin fixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten auf einem vollautomatischen Pathologie-Färbesystem (Modellnr.: PA-3600). Nur zur diagnostischen *in vitro*-Verwendung. Nur zur professionellen Verwendung.

ZUSAMMENFASSUNG

Immunhistochemische Techniken können zum Nachweis des Vorhandenseins von Antigenen in Geweben und Zellen verwendet werden. Vor der Färbung sollten mit Formalin fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte entparaffiniert und anschließend einem hitzeinduzierten Epitop-Retrieval (HIER) unterzogen werden. Dabei wird die in der Gebrauchsanweisung angegebene Methode zum Target-Retrieval des Primärantikörpers verwendet. Endogene Peroxidase sollte mit Blockpuffer, der im PA-Probenfreisetzungssreagenz-Kit enthalten ist, blockiert werden. Primärantikörper sind im Kit nicht enthalten. Wir empfehlen die Verwendung von gebrauchsfertigen Wondfo-Primärantikörpern. Polymer-Verstärkerreagenz lokalisiert Mausantikörper. HRP-Polymer-Reagenz lokalisiert Kaninchenantikörper. Verstärker (Linker) (WDA8P0001) kann für eine optionale

Signalverstärkung für Kaninchen-Primärantikörper angewandt werden.

Das Substratsystem im Kit besteht aus zwei Komponenten: DAB-Substrat und DAB-Chromogen. Das Substratsystem produziert ein braunes Endprodukt an der Zielantigenstelle. Die Hämatoxylin-Gegenfärbung ergibt eine klare blaue Kernfärbung. Die Kombination von PA-immunochromogenen Reagenzien mit dem vollautomatischen Pathologie-Färbungssystem reduziert die Möglichkeit für menschliche Fehler und die inhärente Variabilität, die durch die individuelle Reagenzienverdünnung, das manuelle Pipettieren und die Reagenzien Anwendung verursacht wird.

TESTPRINZIP

Das PA-Immunochromogene Reagenz-Kit erkennt spezifische Primärantikörper von Mäusen und Kaninchen, die an Antigene in Formalin fixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Gewebeschnitten gebunden sind. Der Primärantikörper wird durch einen spezifischen enzymmarkierten Sekundärantikörper lokalisiert. Der Komplex wird dann mit einem Wasserstoffperoxidsubstrat und einem 3,3'-Diaminobenzidintetrahydrochlorid (DAB)-Chromogen sichtbar gemacht, was zu einem braunen Niederschlag führt, der leicht durch Lichtmikroskopie beobachtet werden kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dieses Kit ist nur zur diagnostischen *in vitro*-Diagnose vorgesehen.
2. Nicht wiederverwenden, abgelaufene Produkte dürfen nicht verwendet werden.
3. Das Kit darf nur von Fachleuten benutzt werden.
4. Die Verwendung einer unzureichenden Menge an Reagenzien beim Experiment kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
5. ProClin 300-Lösung wird in dieser Lösung als ein

Konservierungsmittel verwendet. Vermeiden Sie jedweden Kontakt der Reagenzien mit den Augen, der Haut und der Schleimhäute. Tragen Sie Schutzkleidung und -handschuhe.

6. Vermeiden Sie jedweden Kontakt der Reagenzien mit den Augen, der Haut und den Schleimhäuten. Tragen Sie beim Umgang mit mutmaßlich krebserregenden oder giftigen Stoffen Einmalhandschuhe und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
7. Wenn Reagenzien mit empfindlichen Bereichen in Kontakt kommen, waschen Sie diese mit ausreichend Wasser. Vermeiden Sie es, Reagenzien einzusatmen.
8. Stellen Sie sicher, dass der Abfallbehälter leer ist, bevor Sie das Instrument in Betrieb nehmen. Wenn diese Vorkehrung nicht ergriffen wird, kann der Abfallbehälter überlaufen und für den Benutzer besteht die Gefahr des Ausrutschens und Stürzens.
9. Das PA-Immunochromogene Reagenz enthält Material tierischen Ursprungs. Wie bei jedem Produkt biologischen Ursprungs sollten geeignete Handhabungsverfahren entsprechend den örtlichen Anforderungen angewendet werden.
10. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung und vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen und der Haut.
11. Nicht verwendete Lösung muss gemäß allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgt werden.
12. Jeder ernsthafte Zwischenfall, der in Bezug auf das Gerät auftritt, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

MATERIALIEN

Bereitgestellte Materialien

Für WF15P0001 (100 Tests)

Inhalt	Hauptkomponenten	Mengen
Polymerverstärker	Der Polymerverstärker enthält Kaninchen-Anti-Maus IgG (ungefähr 40 µg/ml) in einem Puffer, der Protein enthält, mit 0,05 % ProClin 300.	15 ml/Flasche * 1
HRP-Polymer	Das HRP-Polymer enthält Anti-Kaninchen-Poly-HRP-IgG (ungefähr 30 µg/ml) in einem Puffer, der Protein enthält, mit 0,05 % ProClin 300.	15 ml/Flasche * 1
DAB-Substrat	Das DAB-Substrat enthält ≤ 0,1% (v/v) Hydronperoxid in einer proprietären Stabilisator-Pufferlösung.	15 ml/Flasche * 1
DAB-Chromogen	Das DAB-Chromogen enthält ≤ 0,2 % (w/v) 3,3'-diaminobenzidin tetrahydrochlorid (DAB) in einer proprietären Stabilisatorlösung.	15 ml/Flasche * 1
Hematoxylin	Das Hematoxylin enthält ≤ 0,1 % (w/v) Hematoxylin in einer Glykol- und Essigsäure-Stabilisierungslösung.	15 ml/Flasche * 1
Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	1

Erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien

1. PA-Probenfreisetzungssreagenz
2. PA-Retrieval-Lösung (pH 9,0)
3. PA-Retrieval-Lösung (pH 6,0)
4. PA-Blaufärbungsreagenz
5. PA-Verstärker (Linker)
6. PA-Waschpuffer
7. Objektträger
8. Positives und negatives Gewebe zur Verwendung bei Prozesskontrollen
9. Destilliertes oder deionisiertes Wasser
10. Reines Ethanol
11. Xylen oder Xylenersatzstoffe
12. Permanentes Trägermedium
13. Deckglas
14. Allzweck-Labora-ausrüstung
15. Hellfeldmikroskop (4 - 40-fache Objektivvergrößerung)
16. 7ml-Reagenzfläschchen (mit RFID gekennzeichnet)

Erforderliche Ausrüstung

Vollautomatisches Pathologie-Färbungssystem (Modellnr.: PA-3600).

LAGERUNG UND STABILITÄT

1. Bei 2~8°C lagern, gültig für 18 Monate
2. Von Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten.
3. Einfrieren und Auftauen verboten.
4. Innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen.
5. Den Deckel nach Gebrauch fest verschließen und wieder auf eine Temperatur von 2-8 °C zurückkehren.
6. Nach dem auf dem Flaschenetikett aufgedruckten Ablaufdatum nicht verwenden.

PROBENENTNAHME UND VORBEREITUNG

Bei den Proben kann es sich um mit Formalin fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte handeln. Die Fixierungszeit hängt vom Fixativ und der Art/Dicke des Gewebes ab. Gewebelöcke mit einer Dicke von 3~5 mm sollten z. B. für 18~24 Stunden in neutral-gepufferetem Formalin fixiert werden. Die optimale Dicke von in Paraffin eingebetteten Schnitten beträgt ca. 3~5 µm. Nach dem Schneiden sollten die Gewebe auf Objektträger aufgebracht und dann 1 Stunde lang in einen kalibrierten Ofen bei 65 ± 2 °C gelegt werden.

Die Schnitte sollten möglichst eben und faltenfrei auf den Objektträger aufgebracht werden. Falten wirken sich negativ auf das Färbungsergebnis aus.

HINWEIS: Die Position der Proben auf den Objektträgern muss für das PA3600-Instrument geeignet sein. Die Definition des nutzbaren Färbungsbereichs eines Objektträgers für die Probe finden Sie im Benutzerhandbuch.

TESTVERFAHREN

In Verbindung mit dem vollautomatischen pathologischen Färbungssystem (Modell-Nr.: PA-3600) wird der Prozess von der Entparaffinierung bis zur Gegenfärbung durch das Instrument abgeschlossen.

1. Legen Sie die vorbereiteten Objektträger für 1 Stunde in einen kalibrierten Ofen bei 65 ± 2 °C.
2. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung der Gerätesoftware.
3. Verwenden Sie die Gerätesoftware, um das Protokoll einzurichten und Etiketten auszudrucken.
4. Legen Sie die etikettierten Objektträger in das Gerät.
5. Stellen Sie die Reagenzien in die Reagenzienstände und stellen Sie sicher, dass die Reagenzien vom richtigen Typ sind und in ausreichender Menge vorhanden sind, um das Experiment abzuschließen.

6. Starten Sie den Betrieb für die automatische Färbung.
7. Nach Abschluss der Färbung entnehmen Sie die Objektträger und spülen Sie diese in destilliertem Wasser ab.
8. Dann werden die Objektträger getrocknet und transparent gemacht, schließlich werden sie mit einem dauerhaften Trägermedium fixiert und mit einem Deckglas abgedeckt.

Für vollständige Informationen und die Verfahrensweise zum Betrieb lesen Sie bitte die PA-3600-Bedienungsanleitung durch.

ERGEBNISDEUTUNG

Die Substratarbeitslösung, die Diaminobenzidin enthält, färbt sich an der vom Primärantikörper erkannten Zielantigenstelle braun. An der erwarteten Stelle des Zielantigens sollte auf der positiven Kontrollprobe eine braune Farbe vorhanden sein. Wenn eine unspezifische Färbung vorliegt, wird diese als eher diffuse braune Färbung auf den mit dem negativen Kontrollreagenz behandelten Objektträgern bewertet. Die Zellkerne werden mit Hämatoxylin-Gegenfärbung blau gefärbt

QUALITÄTSKONTROLLE

Siehe Qualitätssicherung für Design, Kontrollen und Durchführung immunhistochemischer Tests; Genehmigter Leitfaden, zweite Ausgabe (I/LA28-A2) CLSI. 2011.

Bei jedem Färbungsverfahren sollten positive und negative Kontrollgewebe (vom Labor bereitgestellt) mitgeführt werden. Diese Qualitätskontrollen sollen die Gültigkeit des Färbungsverfahrens, einschließlich der Reagenzien, der Gewebebehandlung und der Geräteleistung, sicherstellen. Es wird empfohlen, die Kontrollgewebe auf demselben Objektträger wie das Patientengewebe zu färben.

Positivkontrolle

Die Positivkontrolle sollte ein Gewebe mit Biomarkerexpression sein. Externe Materialien für die Positivkontrolle sollten aus frischen Proben bestehen, die so schnell wie möglich auf die

gleiche Weise wie die Patientenproben fixiert, verarbeitet und eingebettet werden. Jedem Färbungsdurchgang sollte eine positive externe Gewebekontrolle für jeden Satz an Testbedingungen beigelegt werden.

Ergibt die positive Gewebekontrolle keine positive Färbung, sollten die Ergebnisse mit den Testproben als ungültig angesehen werden.

Negativkontrolle

Die Negativkontrolle sollte ein Gewebe oder ein Gewebeelement ohne Biomarkerexpression sein. Eine negative Gewebekontrolle, die auf eine identische Weise zur/zu den Patientenprobe(n) fixiert, verarbeitet und eingebettet wurde, sollte bei jedem Färbungsdurchgang verwendet werden, um die Spezifität des IHC-Primärantikörpers für das Zielantigen zu überprüfen und einen Hinweis auf eine spezifische Hintergrundfärbung (falsch-positive Färbung) zu geben.

Wenn in der negativen Gewebekontrolle eine spezifische Färbung (falsch-positive Färbung) auftritt, sollten die Ergebnisse der Patientenprobe als ungültig angesehen werden.

Nichtspezifische Negative Reagenzkontrolle

Verwenden Sie anstelle des Primärantikörpers eine unspezifische negative Reagenzkontrolle mit einem Schnitt jeder Patientenprobe, um die unspezifische Färbung zu beurteilen und die spezifische Färbung an der Antigenstelle besser deuten zu können.

Der Inkubationszeitraum der negativen Reagenzkontrolle sollte dem des Primärantikörpers entsprechen.

VERFAHRENSEINSCHRÄNKUNGEN

1. Die Immunhistochemie ist ein mehrstufiger Prozess, und jeder Schritt kann das Ergebnis beeinflussen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, die Fixierung, die Antigen-Erkennungsmethode, die Inkubationszeit, die Gewebeschnittdicke, das verwendete Detektionskit und die

Deutung der Färbungsergebnisse.

2. Die empfohlenen Protokolle basieren auf der ausschließlichen Verwendung von Wondfo-Produkten.
3. Die klinische Deutung jeder positiven oder negativen Färbung sollte von einem qualifizierten Pathologen innerhalb des Kontextes des klinischen Erscheinungsbilds, der Morphologie und anderer histopathologischer Kriterien bewertet werden.
4. Die klinische Deutung jeder positiven oder negativen Färbung sollte durch morphologische Untersuchungen unter Verwendung geeigneter positiver und negativer interner und externer Kontrollen sowie anderer diagnostischer Tests ergänzt werden.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Positive Konformität

Die Positivkontrolle wurde gesammelt und ein immunhistochemischer Test wurde gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt. Die Ergebnisse erfüllten die Anforderungen, dass eine positive Gewebe-/Zellfärbung positiv sein sollte, die Position der positiven Färbung genau sein sollte und keine Hintergrundfärbung oder unspezifische Färbung vorhanden sein sollte.

Negative Konformität

Führen Sie eine Negativkontrolle gemäß den Anweisungen des Herstellers für die immunhistochemischen Tests durch. Die Ergebnisse erfüllten die Anforderungen für negative Gewebe-/Zellfärbung, negative Färbung, keine Hintergrundfärbung oder unspezifische Färbung.

Leerkontrollkonformität

Führen Sie eine Leerkontrolle gemäß den Anweisungen des Herstellers für immunhistochemische Tests durch. Als Leerkontrolle wurde anstelle der Arbeitsflüssigkeit des primären

Antikörpers ein Antikörpervedünner verwendet. Immunhistochemische Tests wurden gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt. Die Ergebnisse erfüllten die Anforderungen in Bezug auf negative, hintergrundfreie und unspezifische Färbung der infizierter Gewebe/Zellen.

Präzision innerhalb einer Charge

Drei Gewebeschnitte aus derselben Gewebequelle, die das Zielantigen enthielt, wurden entnommen und dieselbe Produktcharge wurde für den immunhistochemischen Nachweis verwendet. Die Ergebnisse erfüllten die Anforderungen, dass es keinen offensichtlichen Unterschied in der Färbungsintensität und -position von Gewebeschnitten aus derselben Gewebequelle gibt.

Präzision zwischen Chargen

Drei Gewebeschnitte aus derselben Gewebequelle, die das Zielantigen enthielt, wurden entnommen und 3 verschiedene Produktchargen wurden gleichzeitig für den immunhistochemischen Nachweis verwendet. Die Ergebnisse erfüllten die Anforderungen, dass es keinen offensichtlichen Unterschied in der Färbungsintensität und -position von Gewebeschnitten aus derselben Gewebequelle mit unterschiedlichen Reagenzchargen gibt.

BIBLIOGRAPHIE


















[1] Chinese Medical Association. Clinical Technical Operation Standard Pathology volume [M]. People's Military Medical Publication Society, 2004.


[2] Wu Bingquan, Liu Yanfang. Immunohistochemical Pathological diagnosis (2nd edition) [M]. Science in Beijing Technology Press, 2013.

[3] He Jianfang, Han An 'an, WU Qiuliang. Practical immunohistochemical pathological diagnosis [M]. Science Press Society, 2018.

[4] JD Bancroft and A Stevens. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.

[5] Clinical and laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline-Fourth Edition CLSI document M29-A4 Wayne, PA 2014.

SYMBOLINDEX					
	Gebrauchsanweisung beachten		Hersteller		Herstellungsdatum
	In vitro-diagnostisches medizinisches Gerät		Verfallsdatum		Katalognummer
	Temperaturbegrenzung		Chargencode		Enthält ausreichende Menge für <n> Tests
	Vor Sonnenlicht fernhalten		Abkürzung für Volumen		CE Kennzeichnung
	Biologische Risiken		Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs		Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäische Union
	Importeur		Eindeutige Gerätekennung		





Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

No.8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,510663, Guangzhou, P.R.China

Tel: (+86) 400-830-8768

E-Mail: sales@wondfo.com.cn

Website: en.wondfo.com

QbD RepS BV

Groenenborgerlaan 16,2610 Wilrijk,Belgium

IFU-WF15(1)-01-01

Version:00

5.10.2024